



Ergonomisches
Design

Kostengünstig
& Handlich

Hochsensibel



BT-200

Einfach zu bedienender fetaler Taschendoppler

- großes LCD Display für die Anzeige der Herzrate und des Batteriezustands
- hochempfindliche 2 Mhz Sonde
- integrierter Lautsprecher
- Audio Ausgang für Kopfhörer
- Rauschunterdrückung für optimale Signalqualität
- ca. 6 Stunden Betriebszeit bei durchgehender Messung
- Automatische Abschaltung

Technische Spezifikationen

| Modell | BT-200S | BT-200 LCD | BT-200 WP |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Display | X | LCD Display mit Batterieanzeige | ← |
| Messbereich der Herzrate | 50-240 bpm | ← | ← |
| Genauigkeit | ± 2% | ← | ← |
| Ultraschallfrequenz | 2 MHz | ← | ← |
| Ultraschallintensität | <10mW/cm ² | ← | ← |
| Lautsprecher | 1.2W integrierter Lautsprecher | 1.2W integrierter Lautsprecher | 1.2W integrierter Lautsprecher |
| Audio Ausgang für Kopfhörer | 0 | 0 | 0 |
| Automatische Abschaltung | nach 5 Minuten | nach 5 Minuten | nach 5 Minuten |
| Stromversorgung | 2×AA Batterien, 1.5V | 2×AA Batterien, 1.5V | 2×AA Batterien, 1.5V |
| Empfindlichkeit | ab der 10ten Schwangerschaftswoche | ab der 10ten Schwangerschaftswoche | ab der 10ten Schwangerschaftswoche |



medical **ECONET**

Mainstraße 6 c-d, D-45768, Marl, Germany
 TEL. 02365 924 370
 FAX. 02365 924 3755
 Email info@medical-econet.com
 www.medical-econet.com

CE 0470

Fachhändler

*Änderungen vorbehalten